

## Gegensprechanlage

(zur Kommunikation mit dem Probanden, zwischen und während der Messungen)

Das **Mikrofon** ist an der Seitenplatte der Gantry angeschlossen. Es ist verbunden mit der Hauptstation (Gegensprechanlage) im MEG Vorraum.

- **Taste 11** Aktivierung der Gegensprechanlage  
(Kontrolle ein grünes Licht und ein kurzer Ton)  
Proband hört was im Vorraum gesprochen wird, ebenso wird im Vorraum gehört was der Proband sagt
- **Taste T** drücken (und gedrückt halten) um mit dem Probanden zu sprechen, anschließend wieder loslassen
- Proband ist während der gesamten Messung zu hören
- **Taste T** drücken (und gedrückt halten) um mit dem Probanden zu sprechen
- **Taste T** loslassen, damit der Proband gehört
- **Taste X** Verbindung wird beendet (Gegensprechanlage wird deaktiviert)

## Videoüberwachung

Die **Kamera** befindet sich in der Kabine und ist über den Stimulus Schrank mit dem Monitor im Vorraum verbunden.